



Hospcom Equipamentos Hospitalares LTDA
CNPJ: 05.743.288/0001-08. Inscrição Estadual: 10.366.017-8. Inscrição Municipal: 1992104
Endereço: Rua 104 n 74 Setor Sul Goiânia, Goiás CEP: 74083-300 Telefone: (62) 3241-5555
www.hospcom.net



NOSSA MISSÃO

Fornecer soluções na área médica, melhorando a saúde e sendo referência no mercado pela dedicação e cuidado com o bem-estar.

NOSSA VISÃO

Ser referência nacional no fornecimento de soluções médicas inovadoras, impulsionando avanços na medicina e promovendo a excelência no atendimento.

NOSSOS VALORES

Atitude de dono

Melhoria continua

Respeito

Sangue no olho

Honestidade

A VIDA É O BEM MAIS
PRECIOSO QUE PODE EXISTIR
E MERECE SER BEM CUIDADA.



PROPOSTA DE GOVERNO

Nº: 46867

À

FASA

CNPJ: 01.038.751/0001-60

COTAÇÃO PREVIA

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 008/2025 CONVÊNIO: 937466/2022



(62) 3241-5555 | www.hospcom.net

Rua Cento e Quatro, Quadra F21 - 74083-300 - Goiânia - GO



Prezados Senhores,

A empresa HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o N° 05.743.288/0001-08 sediada na Rua 104, 74, Setor Sul, GOIANIA - Goiás, CEP: 74.083-300 tem a satisfação de transmitir-lhes a seguinte proposta de fornecimento, condições de venda e pagamento.

1. Objeto da proposta

Constitui objeto da presente proposta o fornecimento do(s) equipamento(s) médico-hospitalar(es), descrito(s) em detalhes no item 2.1 ("Produtos(s)"), que será(ão) fornecido(s) pela Hospcom. Os serviços de instalação e assistência técnica em garantia se estiverem inclusos serão prestados pela Hospcom ou por outra empresa por ela designada, conforme condições explicitadas na presente proposta e em seus anexos. A definição do estabelecimento vendedor, matriz ou filial da Hospcom, será indicada na Nota Fiscal de Faturamento.

2. Condições gerais de venda

2.1. O objeto da presente proposta é(são) a(s) venda(s) do(s) Equipamento(s)

Imagem	Produto	Modelo	Fabricante	Valor Unit.	Qtd.	Valor Total
1 	COD: 00034824 VENTILADOR PULMONAR	SV-300 (MID + NEO)	MINDRAY	BRL 102.000,00	1,00	BRL 102.000,00
O SV300 é um ventilador de última geração simples de configurar, fácil de operar e versátil no uso. Ele é equipado com modos de ventilação avançados que podem tratar pacientes neonatais (incluso), pediátricos e adultos com todos os níveis de acuidade em UTIs e Cuidados intermediários. Com a turbina de alta performance embutida, fornece capacidade de respiração espontânea excelente para aplicação invasiva e não invasiva e torna-o independente do fornecimento de gás central. Projetado de acordo com os padrões internacionais mais recentes (ISO 80601-2-12 e ISO 80601-2-55). Seu projeto permite o uso em beira de leito bem como para o transporte adequando de qualquer paciente. O visor pode ser configurado para se adaptar às necessidades. Também possibilita o ajuste da inclinação do monitor. A tela de 12,1" pode exibir até 4 curvas simultâneas (P x t; F x t; V x t e (CO2 x t opcional)) mais um loop, ou 2 loops (P x V; P x F; F x V) simultâneos, bem como 25 parâmetros monitorados. Interface de usuário combina tela sensível ao toque e botões de acesso direto e botão rotatório para seleção e confirmação. Características: Blender eletrônico para mistura de gases, interno e permanente; Operação normal com alimentação pneumática por rede de O2, e sistema de turbina para a captação e pressurização do ar ambiente; Sensor de fluxo distal ao paciente. Sensor de Oxigênio interno; Válvula expiratória ativa; Auto teste ao ligar o equipamento com calibrações automáticas, detecções de erros e falhas; Testes de diagnóstico para detecção de vazamentos, complacência e resistência do circuito; Correção do volume corrente em BTPS; Sistema de memória para registro dos últimos eventos de alarmes, sem possibilidade de alteração dos dados pelo operador; Memória dos parâmetros ventilatórios ao desligar o equipamento e modo Stand-By; Sistema audiovisual diferenciado para alarmes, em 3 (três) níveis; Nebulização integrada sincronizada com a fase inspiratória; Softwares em português; Possui controles e ajustes com possibilidade de bloquear a tela; Suas conexões externas asseguram o armazenamento e compartilhamento dos dados em diversas formas diferentes. Possui gráficos e tendências de diversos parâmetros ventilatórios, como por exemplo, PEEP, Resistência, Complacência, Frequência respiratória, Volume Expiratório, Pressão de Pico, Volume Minuto; O ventilador foi preparado para conexão contínua aos monitores Benelink e eGateway (opcionais) para transferência imediata de dados às estações centrais de monitoramento. O sistema opera com o protocolo HL7 padrão do setor que oferece fácil conexão ao HIS/CIS e manutenção de registro digital. Desempenho do ventilador: Frequência de ventilação (f), 1 a 100 /min (A/C), 1 a 150 / min (neonatal), 1 a 60/min (SIMV); Tempo de inspiração (Tinsp) 0,2 a 10 s; Volume corrente (VT) 02-2000 ml; Fluxo de Pico inspiratório 210 L/min (BTPS); Pressão inspiratória 5 a 80 cmH2O; PEEP: 0 a 50 cmH2O; Pspv 0 a 80 cmH2O; Concentração de O2 - 21 a 100 Vol.% com monitorização por sensor do tipo célula galvânica; Relação I:E - 4:1 a 1:10; Trigger Fluxo: 0,5 a 15 l/min; Pressão: 0,5 a 10 cmH2O; Tempo de Rampa - 0 a 2 segundos (em modalidades à pressão); Sensibilidade expiratória AUTO; 1 a 85%; Modos de ventilação: Assistido/Controlado (VCV ou PCV); SIMV, SIMV/PSup (VCV ou PCV); PSV; CPAP invasivo e não-invasivo; Duo Level (Binível); PRVC; PRVC/SIMV; APRC; NIV; Terapia nasal de alto fluxo, AMV + Intellycycle – Ventilação com máscara com compensação de fugas; Parâmetros monitorados: Pressão nas vias aéreas: pressão de pico, pressão de platô, pressão média das vias aéreas; PEEP, pressão mínima; Volume por minuto: MV, MVspont, MVleak; Volume corrente: VT, VT inspirado, VT expirado, VTPS; Frequência respiratória: ftot, fspn, fmand; Concentração de O2 (FiO2); Mecânica pulmonar: Resistência, Complacência, IRRRA (RSBI ou Tobin), Trabalho Respiratório, NIF (Força Inspiratória Negativa), P 0.1 (Pressão de Oclusão), PEEPI; Manobras de pausa inspiratória e expiratória para medições de complacência estática e auto-PEEP, respectivamente (Máximo de 30 segundos); Alarmes: Falha do suprimento de gases; Falha de alimentação elétrica; Baixo nível de carga de bateria; Falha no ventilador; Desconexão; Alta pressão de vias aéreas; Baixa pressão de vias aéreas; Apneia; Volume minuto alto; Volume minuto baixo; Volume corrente alto; Frequência respiratória alta; Alto FiO2; Baixo FiO2; Entre outros alarmes; Conexões externas: 6 portas opcionais de						

comunicação que incluem RS232, VGA, USB, Ethernet e chamada de enfermeira; Configurado para conexão a monitores Benelink e sistema de monitoramento central eGateway (opcionais); Especificações físicas: Dimensões (A x L x P): 354 x 315 x 249 mm (excluindo trolley); Tamanho da tela diagonal: Tela sensível ao toque colorida LCD TFT de 12,1" (1280 x 800 pixels); Alarma para pressão de O2 (oxigênio) em nível baixo e Alarma para falha no fornecimento de AR (turbina); Peso da unidade base: aproximadamente 10 kg; Bivolt Automático; Bateria interna recarregável de 180 minutos (uma bateria) ou opcional de 360 minutos (duas baterias); Rede canalizada de O2: 280 a 600 k P a; O ventilador continuará ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante, seja O2 ou Ar (turbina).

Acompanha:

Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço

articulado, Pedestal com rodízios, 1 Circuito paciente pediátrico/adulto, 1 Circuito

paciente neonatal/pediátrico, 1 válvula de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio, Alimentação elétrica bivolt.

Demais acessórios e itens solicitados no edital.

Nº. ANVISA: 80943610134.

2



COD: 00035019	TRANSCUTANEO	BILICARE	BRL	2,00	BRL
BILIRRUBINÔMETRO			45.000,00		90.000,00
Bilicare Fanem					

Descrição

Mede e monitoriza de forma precisa e conveniente o nível de bilirrubina para avaliar o risco de hiperbilirrubinemia neonatal.

Perfeito para utilização na UCI neonatal, no berçário do recém-nascido, no quarto da mãe ou no consultório do pediatra.

O sistema BiliCare mede o nível de bilirrubina utilizando uma tecnologia patenteada para fornecer resultados exactos. O sistema mede-a através da transmissão de luz em diferentes comprimentos de onda através do ouvido externo. A quantidade de luz absorvida pela bilirrubina é calculada de acordo com um algoritmo personalizado

Os resultados do BiliCare TcB estão correlacionados com o TSB!

Como se trata de um dispositivo de medição não invasivo, reduz o risco de infecções, pelo que pode efetuar tantas medições quantas as que desejar, e estas podem ser realizadas por qualquer enfermeiro.

A utilização de BiliCare melhora os processos

O BiliCare melhora drasticamente o processo de rastreio da icterícia. Feedback imediato em poucos segundos, em vez de fazer colheitas de sangue demoradas e esperar pelos resultados do laboratório.

Facilidade de utilização:

Basta premir Medir no ecrã inicial para iniciar o processo de medição. Posicione o clip BiliCare na orelha do bebé para efetuar a medição. Está agora pronto para rever os resultados ou efetuar medições adicionais de acordo com o protocolo do hospital e a configuração do dispositivo.

O melhor em tecnologia

é capaz de funcionar com ou sem cobertura de ponta descartável. Os LEDs não necessitam de calibração, minimizando a manutenção e os custos associados à assistência técnica. A bateria recarregável de longa duração com suporte permite uma utilização prolongada e facilidade de recarga. Software exclusivo que apresenta os resultados em tabelas e gráficos. Estes podem ser impressos e exportados.

Registro ANVISA: 80701360003..

3



COD: 00036320	UMEC 15 C/TOUCH SCREEN	MINDRAY	BRL	10,00	BRL
MONITOR	(ECG, RESP, SP02, PNI, O2 TEMP,		17.800,00		178.000,00
MULTIPARÂMETRO	O2 PI, DC, CO2 (SIDESTREAM))				

A série uMEC contém monitores de pacientes que auxiliam a simplificar o fluxo de trabalho e melhorar a eficiência assistencial. O monitor fornece interface de usuário intuitiva para tornar aplicações mais rápidas e fáceis, sendo assim os profissionais de saúde necessitam de menos tempo de treinamento e têm mais tempo para o atendimento ao paciente. O objetivo dos monitores de pacientes da série uMEC é monitorar, exibir, revisar, armazenar e transferir múltiplos parâmetros fisiológicos, incluindo ECG, frequência cardíaca (FC), respiração (Resp), temperatura (Temp), saturação de oxigênio de pulso (SpO2), frequência de pulso (FP), pressão sanguínea não invasiva (PNI) entre outros, atendendo as necessidades clínicas oferecendo assim uma medição precisa e estável de parâmetros essenciais para a monitorização em unidades hospitalares.

O uMEC 15 é um monitor pré configurado que mantém elevados padrões de assistência médica através da análise de arritmia, análise ST, análise QT/QTc, temperatura (2 canais), pressão invasiva, CO2, débito cardíaco, exportação de dados via USB, conexão com Sistema Hospitalar através da CMS e acessórios compatíveis com toda linha de produtos Mindray.

Características técnicas / físicas:

Tipo: Pré configurado
Dimensões: 405×165×305 mm
Peso: 5 kg
Tamanho da tela (diagonal): 15
Tipo de tela: LCD com retroiluminação e LED colorido
Touch screen
Resolução: 1024×768 pixels
Tipo de bateria: Íon-Lítio, recarregável.
Autonomia da bateria: 2,5 h
Armazenamento de dados: Tendências: 120 horas, em resolução de 1 min; Tendências de duração média: 4 horas, em resolução de 5 s; Tendências longas: 1200 horas, em resolução de 10 min.
Alarmes de parâmetros: 1800 alarmes e formatos de onda com parâmetros relacionados.
Eventos de arritmia: 128 eventos de arritmia e curvas e parâmetros relacionados. Medições de PNI: 1600 conjuntos.

Parâmetros:
ECG
Proteção desfibrilação / eletrocirurgia
Análise de Arritmia e ST
Análise de QT
Faixa de Leitura (bpm): 15 a 350 (neo/ped) e 15 a 300 (adt)
Resp
Faixa de Leitura (rpm): 0 a 200 rpm
Precisão: 0 rpm a 120 rpm: ± 1 rpm / 121 rpm a 200 rpm: ± 2 rpm
Velocidade (mm/s): 3 mm/s, 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s ou 50 mm/s
NIBP
Método: Oscilométrico
Faixa (mmHg): 10 a 290
Tipo: Manual, Automático e STAT
Medidas Auto (min): 1 a 480
Precisão (mmHg): ± 5
Freq Pulso pela PNI: 30 a 300
Precisão pulso pela PNI: ± 3 bpm ou $\pm 3\%$
SpO2
Faixa de leitura (%): 0 a 100
Precisão SpO2: 70% a 100% $\pm 2\%$
Possui curva
Pulso (bpm): 20 a 300
Precisão pulso: $\pm 3\%$
Índice de Perfusão com valor da medida
Temp
Número de Canais: 2
Faixa de Leitura (°C): 0 a 50
Precisão (°C): $\pm 0,1$
IBP
Número de Canais: 2
Faixa de Leitura (mmHg): -50 a 300
Escala (mmHg): Automática e Manual
Precisão: $\pm 2\%$ ou ± 1 mmHg,
Pulso (bpm): 25 a 350
Precisão pulso: ± 1 bpm ou $\pm 1\%$
EtCO2
Método: sidestream
Faixa de Leitura (mmHg): 0 – 150
Freq Resp (rpm): 0 a 150
Possui curva
CO
Método: Termodiluição (Swan-Ganz)
Curvas armazenadas: 6
Temperatura do sangue (°C): 23 a 43
Temperatura do Injetável (°C): 0 a 27
Faixa de Leitura (l/min): 0,1 a 20
Precisão: 0,1 l/min ou $\pm 5\%$

Acessórios:
1 (UM) CABO DE ECG 5 VIAS;
1 (UMA) EXTENSÃO PARA SENSOR DE SP02;
1 (UM) SENSOR DE SP02 REUTILIZÁVEL ADULTO;
1 (UMA) EXTENSÃO DE AR;
1 (UMA) BRAÇADEIRA ADULTO;
1 (UM) SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZÁVEL TIPO PELE;
1 (UM) CABO PARA PRESSÃO INVASIVA;



1 (UM) KIT SIDESTREAM DE CAPNOGRAFIA;

*Acompanha todos os acessórios em suas respectivas quantidades conforme exigido no termo de referência.

Opcionais: Todos os softwares e quaisquer itens que estão descritos no manual como opcionais e que constam como exigência no edital, estão inclusos nessa proposta.

• Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital)..

Nº. ANVISA: 80943610144.

6



COD: 00028615	IT- 158/TS	FANEM	BRL	1,00	BRL
INCUBADORA PARA			64.375,00		64.375,00
TRANSPORTE DE					
RECÉM-NASCIDOS					

Incubadora de Transporte IT 158 TS com Babypuff® 1020 Integrado

Versatilidade no transporte do recém-nascido

Incubadora de Transporte IT 158 TS

Para o transporte do RN com um microclima uniforme e estável com acesso fácil para atender o paciente em situação de transporte seja intra-hospitalar, em ambulâncias ou aeronaves.

Principais características

- LED de fácil visualização, mesmo em locais de baixa luminosidade;
- Painel com Controle Microprocessado;
- Leito deslizante para facilitar o atendimento do paciente que permite o acesso rápido às suas vias aéreas superiores;
- Alças com velcro para maior segurança do RN;
- Cúpula dupla de acrílico para maior estabilidade da temperatura com acesso frontal e traseiro;
- Modos de Aquecimento: Pele e Ar;
- Teclado de membrana;
- Oxigênio suplementar para enriquecimento do ambiente interno da cúpula;
- Umidade passiva.

Dados técnicos

- Tensão: Bivolt Automático 100V~ ou 240V~
- Duração das baterias até 04 horas
- Altura com carro: posição alta 124 cm / posição baixa 92 cm
- Comprimento: 102 cm
- Largura 56,5 cm
- Peso total com acessórios: 110 kg
- Carga Máxima da Prateleira 10kg
- Carga Máxima do Leito 7kg
- Carga Máxima do Suporte Soro 2kg

Acompanha:

Babypuff integrado com todas as mascaras, pulmão teste e demais itens (completo)

Cilindros e válvulas de ar e O2

prateleira de inox

Suporte de soro

Carro maca com ajuste de altura

demais acessórios listados no edital

Registro ANVISA: 10224620035.

7



COD: 00000363	BILITRON SKY 5006 BSP	FANEM	BRL	3,00	BRL
FOTOTERAPIA 100/240V			12.500,00		37.500,00

Fototerapia Bilitron Fanem SKY

O Bilitron Fanem SKY 5006 é equipado com o SuperLED e atende as necessidades de fototerapia para o tratamento da Bilirrubina para o RN a termo ou pré-termo de maior área corpórea com rapidez e segurança.

Fototerapia Fanem Bilitron Sky 5006

Fototerapia equipada com o SuperLED FANEM® o Bilitron Sky 5006 atende as necessidades de fototerapia para o tratamento da Bilirrubina para o RN a termo ou pré termo de maior área corpórea com rapidez e segurança.

Microprocessado possui ajuste da Radiância aplicada, monitora o tempo de tratamento e a vida útil do produto.

Principais características:

- Controle Microprocessado da Radiância aplicada ao paciente;
- Display alfa numérico e teclado de simples operação;
- Emissão da luz no espectro da cor azul preciso para o tratamento da Bilirrubina;
- Alta Radiância no centro e extremidades do foco luminoso;
- Baixa emissão de luz infravermelha ou ultravioleta;
- 15 SuperLEDs;
- Vida útil média de 20.000 horas;

- 03 LEDs brancos para iluminação auxiliar.

Apresentação:

- Montagem com pés de borracha;
- Montagem com pedestal.

Acessórios:

- Sonda de medição de Radiância.

Dados técnicos:

Alimentação: 127 / 220 V automático (50/60 Hz)

Consumo: 50 W

Altura: 6,5 cm (pés de borracha), entre 100 e 140 cm (com pedestal)

Largura: 28 cm (pés de borracha), 50 cm (com pedestal)

Profundidade: 27 cm (pés de borracha), 50 cm (com pedestal)

Peso: 1,8 kg (pés de borracha), 10 kg (com pedestal)

Registro ANVISA: 10224620070..

Imagens ilustrativas.

Valor total: BRL 471.875,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).

O preço acima inclui o ICMS, II, IPI, PIS e COFINS às alíquotas vigentes na data de emissão desta proposta.

A menos que a COMPRADORA forneça a Hospcom o respectivo certificado de isenção, com antecedência razoável à data em que o(s) Equipamento(s) for(em) disponibilizado(s) para entrega, a Hospcom faturará a COMPRADORA com relação aos impostos relativos, e a COMPRADORA pagará os impostos de acordo com os termos da fatura.

2.2. Forma de pagamento

A condição de pagamento deverá ser assinalada conforme acordado entre Vendedora e Compradora.

Condições de pagamento: Transferência Bancária em 30 Dias.

2.2.1. Quando da liberação do(s) Equipamento(s) pela VENDEDORA, esta emitirá Nota Fiscal de Faturamento, nota esta que acompanhará o(s) Equipamento(s) no momento de entrega à COMPRADORA, na forma do presente.

2.2.2. A forma de pagamento estabelecida acima, não poderá ser alterada sem que para isso exista uma prévia e expressa aprovação da VENDEDORA. A COMPRADORA, desde já, fica ciente e de acordo que qualquer alteração na forma de pagamento poderá ocasionar a revisão/ajuste do Preço de Compra do(s) Equipamento(s), quando o caso.

2.2.3. A VENDEDORA envidará seus melhores esforços para entregar o(s) Equipamento (s) dentro do prazo acordado na presente proposta.

2.3. Condições de entrega



2.3.1. Cabe à COMPRADORA preparar o Local de Instalação. A VENDEDORA considerará que o local de Instalação já esteja disponível no ato da assinatura da presente, e contar-se-á desta data o prazo para entrega da VENDEDORA, conforme abaixo mencionado no item 2.3.2.

2.3.2. Caso a COMPRADORA tenha a necessidade de prorrogar a data de liberação do local de instalação do(s) Equipamento (s) acima informada, esta deverá comunicar à VENDEDORA seu interesse por escrito, sendo que referida prorrogação deverá ser regulada por meio de aditamento a este documento, sendo certo ainda que essa prorrogação poderá ser requerida uma única vez e o prazo de prorrogação em nenhuma hipótese poderá ser superior a 30 (trinta) dias corridos.

Prazo de entrega de 30 (trinta) dias corridos a partir da Ordem de Fornecimento emitida pela FASA/SCMA, Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF).

Endereço de Faturamento: Fundação de Assistência Social de Anápolis (FASA) - Santa Casa de Anápolis (SCMA), AV R VISCONDE DE TAUNAY, 134, JUNDIAI, ANAPOLIS-GO, CEP: 75110-730, Brasil.

Endereço de Entrega: Avenida Santos Dumont, 980 - Bairro Jundiaí, Anápolis - Goiás. CEP: 75110-730, Santa Casa de Misericórdia de Anápolis., AV R VISCONDE DE TAUNAY, 134, JUNDIAI, ANAPOLIS-GO, CEP: 75110-730, Brasil.

3. Garantia

O(s) item(s) objeto desta proposta é(são) garantido(s) exclusivamente contra defeitos de fabricação pelo período de 12 (doze) meses para equipamentos, 12 (doze) meses para acessórios.

Qualquer serviço relacionado à garantia do(s) item(s) que se faça necessário durante o período de garantia acima informado deverá ser solicitado pela COMPRADORA para o time de serviços da HOSPCOM. Solicitações de atendimento feitas através de qualquer outro canal não serão consideradas válidas, isentando-se a HOSPCOM de responsabilidade pelo não atendimento.

4. Assistência técnica

Com o objetivo de garantir a disponibilidade operacional e, conseqüentemente, manter a produtividade do(s) Equipamento (s), desde já fica facultado à COMPRADORA a opção de negociar e assinar com a INSTALADORA contrato de manutenção para o(s) Equipamento (s) após o término do período de garantia dada pelo fabricante.

5. Validade da proposta

A validade desta proposta abaixo, devendo ser assinada e devolvida à Hospcom dentro deste mesmo prazo. Após o termino do prazo a Hospcom não garantira a manutenção dos preços estabelecidos bem como a disponibilidade do material e do serviço na forma descrita nesse documento.

Data de abertura: 21/08/2025 18:00.

Data de validade: 31/12/2025.

6. Dados bancários

Banco do Brasil - Agência 1242-4 - Conta Corrente 69869-5.




7. Declarações

Declaramos que integram a presente proposta, para todos os fins e efeitos, independentemente de transcrição, todas as exigências constantes do edital. As propostas deverão conter a descrição do produto ofertado, apresentando todas as características técnicas, acessórios e opcionais ofertados.

8. Termo de aceite

Caso a presente conte com a aprovação de V.Sas., solicitamos a gentileza de nos devolver a segunda via desta, devidamente assinada por seu(s) representante(s) legal(is), incluindo, mas não se limitando ao item abaixo, rubricando todas as páginas.



Nome: Ana Paula Gonçalves Fagundes

RG: 4980958 PC/GO

CPF: 007.559.551-61

E-mail: licitacao@hospcom.net

Telefone: (62) 3241-5555

Notas

1. Esta proposta foi emitida em duas vias iguais;
2. Os signatários acima deverão rubricar todas as páginas da proposta;
3. Todos os campos do quadro acima são de preenchimento obrigatório pela COMPRADORA, sob pena de invalidade da proposta;
4. Não serão aceitas rasuras neste documento.